

evercare® gjennomsiktige IV-filmbandasjer, sterile

REF: 4741

evercare® Comfort steril IV-bandasje er utformet for sårbehandling eller kanylefiksering. Den heftende filmbandasjen opprettholder optimalt fuktighetsnivå i det behandlede området, samtidig som den beskytter mot støv, vann og bakterier. Den halvgjennomtrengelige polyuretanfilmen som brukes, gjør det mulig for pasienten å dusje uten å utsette såret for kontaminasjon. Bandasjen er gjennomsiktig og gjør det mulig å inspisere såret uten å fjerne den. Bandasjens utforming sikrer smertefri fjerning.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Myk og fleksibel
- ▶ God pusteevne
- ▶ Akrylbasert lim
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ Effektiv barriere mot sårveske, vann og bakterier
- ▶ Primærbandasje for fiksering av kanyler
- ▶ Inneholder ekstra strips for bedre feste over IV-stedet
- ▶ Høy MVTR-faktor




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4741	Gjennomsiktige IV-filmbandasjer, sterile, Gjennomsiktig	10x12 cm	50 / 1200

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2, EN 13726-4

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Rygg	Gjennomsiktig PU-film, pustende
Belegg	Løsemiddelbasert akrylklebemiddel, gjennomsiktig, pustende
Beskyttelsespapir	Medisinsk papir, silikonbelagt, hvitt
Beskyttelsesfolie på baksiden	PE/PET- eller PP-film, gjennomsiktig
Datoetikett	Non-woven-stoff med klebestoff, hvitt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	3 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PE film	190 x 130
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	135 x 50 x 192
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	400 x 300 x 320
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4741	06438129124361	06438129324365	06438129524369

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.