

evercare® gjennomsiktig bandasje med absorberende pute, steril

REF: 4761, 4762, 4765, 4769

evercare® gjennomsiktig steril bandasje med absorberende pute, til kirurgisk sårbehandling og absorpsjon av sårveske. Den absorberende puten er dekket av et semi-permeabelt nett, slik at en betydelig mengde sårveske kan absorberes fra såret samtidig som den har ikke-klebende egenskaper. Høy retensjonsrate holder sårvesken inne i den absorberende puten selv under ytre trykk. Bandasjen er luft- og fuktgjennomtrengelig. Den kan enkelt påføres på den koniske og runde delen av pasientens kropp. Den gjennomsiktige PU-filmen er semi-permeabel og beskytter mot fuktighet og kontaminering. På grunn av bandasjens gjennomsiktighet kan sårområdet inspiseres uten å fjerne bandasjen.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Myk og fleksibel
- ▶ God pusteevne
- ▶ For lite til moderat væskende sår
- ▶ Akrylbasert lim
- ▶ Brukervennlig emballasje
- ▶ Elastisk, gjennomsiktig, semi-permeabel PU-film
- ▶ Dusjbar




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
4761	Gjennomsiktig bandasje med absorberende pute, steril	8,5 x 15,5 cm; pute 3,8 x 11 cm	50 / 600
4762	Gjennomsiktig bandasje med absorberende pute, steril	10x20 cm, pute 5,3x15 cm	25 / 100
4765	Gjennomsiktig bandasje med absorberende pute, steril	10x25 cm, pute 5,5x20 cm	25 / 100
4769	Gjennomsiktig bandasje med absorberende pute, steril	10 x 35 cm, pute 5,5 x 30 cm	25 / 100

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745

Samsvar med produktstandarder:

EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Rygg	Gjennomsiktig PU-film, pustende
Belegg	Polyakryllim, lateksfri
Absorberende pute	Nålestanset fiber (løs) 70 % viskose, 30 % polyester og PE-film
Beskyttelsespapir	Belagt papir, hvitt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	3 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PE/PET film	4761: 110 x 220 4762: 135 x 262 4765: 135 x 313 4769: 135 x 413
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4761: 115 x 95 x 225 4762: 60 x 140 x 265 4765: 60 x 140 x 315 4769: 60 x 140 x 415
Transportkartong	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	4761: 310 x 475 x 260 4762: 260 x 280 x 160 4765: 260 x 330 x 160 4769: 260 x 430 x 160
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
4761	06438129115451	06438129315455	06438129515459
4762	06438129114225	06438129314229	06438129514223
4765	06438129114232	06438129314236	06438129514230
4769	06438129114256	06438129314250	06438129514254

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.