

Wero Solifix 10, kohesiv  
fixeringsbinda, färgad latexfri

REF se nedan

Sida 1 (2)

Version: 8.11.2016, rev 5

Tryckt 8.11.2016

REF	Artikelbeskrivning	Storlek	Färg
A90851040.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx4cm	blå
A90851060.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx6cm	blå
A90851080.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx8cm	blå
A90851100.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx10cm	blå
A90851060.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx6cm	blå
A90851080.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx8cm	blå
A90851100.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx10cm	blå
A90841040.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx4cm	röd
A90841060.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx6cm	röd
A90841080.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx8cm	röd
A90841100.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx10cm	röd
A90841060.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx6cm	röd
A90841080.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx8cm	röd
A90841100.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx10cm	röd



**Material:**

36% viskos, 36% bomull, 28% polyamid.

Innehåller inte kolofonium, lanolin eller triclosan,

**REACH föreskrifter:**

Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

**Egenskaper:**

Latexfri elastisk fixeringsbinda för fixering av förband. Luftgenomsläpplig, glider inte och håller på så sätt förband på plats även runt leder och andra svårbandagerade ställen på kroppen. Kan steriliseras i gas eller ånga vid 121°C, tål röntgen- och gammastrålning.

Elasticitet: ca 60%

Produkten marknadsförs i Sverige av::

OneMed Sverige AB  
Adress: Box 50  
401 20 Göteborg  
SE

Tel. 0770-111 115  
www.onemed.se

ONEMED

**Wero Solifix 10, kohesiv  
fixeringsbinda, färgad latexfri**

REF se nedan

Sida 2 (2)

Version: 8.11.2016, rev 5

Tryckt 8.11.2016

<b>Hållbarhetstid:</b>	3 år, förpackning märkt med tillverkningsdatum och LOT			
<b>Antal per förpackning</b>	REF blå	REF röd	Antal AFP	Antal TFP
	A90851040.040-10	A90841040.040-10	10	100
	A90851060.040-10	A90841060.040-10	10	100
	A90851080.040-10	A90841080.040-10	10	100
	A90851100.040-10	A90841100.040-10	10	50
	A90851060.200-1	A90841060.200-1	1	16
	A90851080.200-1	A90841080.200-1	1	12
	A90851100.200-1	A90841100.200-1	1	10
<b>MBE (minsta beställningsbara enhet):</b>	TFP			
<b>Förpackning:</b>	Papp-ask			
<b>Transportlåda:</b>	TCF cellulosa			
<b>Packtejp:</b>	PVC-fri			
<b>I enlighet med legala krav för:</b>	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I			
<b>Kvalitetskrav:</b>	I enlighet med 9001:2008 och/eller ISO 13485:2012, kvalitetssystem			
<b>Förvaringsrekommendation:</b>	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.			
<b>Avfallshantering:</b>	Energiåtervinning eller blandat avfall			

<b>Streckkoder/Innerförpackning</b>	Avdelningsförpackning	Transportkartong
N/A	N/A	N/A

Produkten marknadsförs i Sverige av::

OneMed Sverige AB  
Adress: Box 50  
401 20 Göteborg  
SE

Tel. 0770-111 115  
www.onemed.se

