

Wero Swiss Solifix 10, kohesiv binda, latexfri, vit

REF se nedan

Sida 1 (2)

Version: 30.9.2016, rev 2

Tryckt 30.9.2016

REF	Artikelbeskrivning	Storlek
A91010.040.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx4cm
A91010.060.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx6cm
A91010.080.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx8cm
A91010.100.040-10	Fixbinda kohesiv	4mx10cm
A91010.025.040-2	Fixbinda kohesiv	4mx2,5cm
A91010.040.040-1	Fixbinda kohesiv	4mx4cm
A91010.060.040-1	Fixbinda kohesiv	4mx6cm
A91010.080.040-1	Fixbinda kohesiv	4mx8cm
A91010.060.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx6cm
A91010.080.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx8cm
A91010.100.200-1	Fixbinda kohesiv	20mx10cm

A91010100.040-10

NATURAL LATEX FREE



Material:	36% bomull, 36% viskos, 28% polyamid. Vit														
REACH föreskrifter:	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).														
Egenskaper:	Latexfri elastisk fixeringsbinda för fixering av förband. Luftgenomsläpplig, glider inte och håller på så sätt förband på plats även runt leder och andra svårbandagerade ställen på kroppen. Kan steriliseras i gas eller ånga vid 121°C, tål röntgen- och gammastrålning. Elasticitet: ca 100%														
Hållbarhetstid:	5 år, förpackning märkt med tillverkningsdatum och LOT														
Antal per förpackning	<table><tr><td>REF</td><td>Antal AFP</td><td>Antal TFP</td></tr><tr><td>A91010.040.040-10</td><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>A91010.060.040-10</td><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>A91010.080.040-10</td><td>10</td><td>100</td></tr></table>			REF	Antal AFP	Antal TFP	A91010.040.040-10	10	100	A91010.060.040-10	10	100	A91010.080.040-10	10	100
REF	Antal AFP	Antal TFP													
A91010.040.040-10	10	100													
A91010.060.040-10	10	100													
A91010.080.040-10	10	100													

Distributör:

OneMed Sverige AB
Adress: Box 50
401 20 Göteborg
SE

Tel. 0770-111 115
www.onemed.se

ONEMED

Wero Swiss Solifix 10, kohesiv binda, latexfri, vit

REF se nedan

Sida 2 (2)

Version: 30.9.2016, rev 2

Tryckt 30.9.2016

	A91010.100.040-10	10	50
	A91010.025.040-2	2	144
	A91010.040.040-1	1	72
	A91010.060.040-1	1	72
	A91010.080.040-1	1	72
	A91010.060.200-1	1	16
	A91010.080.200-1	1	12
	A91010.100.200-1	1	10
MBE (minsta beställningsbara enhet):	TFP		
Förpackning:	Papp-ask		
Transportlåda:	TCF cellulosa		
Packtejp:	PVC-fri		
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I		
Kvalitetskrav:	I enlighet med 9001:2008 och/eller ISO 13485:2012, kvalitetssystem		
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.		
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall		

Streckkoder/Innerförpackning	Avdelningsförpackning	Transportkartong
N/A	N/A	N/A

Distributör:

OneMed Sverige AB
Adress: Box 50
401 20 Göteborg
SE

Tel. 0770-111 115
www.onemed.se

ONEMED