

Tillbehör infusion/injektion > Backventil R-LOCK



Vår unika backventil, R-LOCK är tillverkad för att förhindra backflöde vid parallelinfusioner.

Minimal begränsning i flöde. Standardiserade kopplingar innebär att den kan anslutas på alla typer av infartsvägar. Finns även som fast monterad/inbyggd i infusionsaggregat samt i sprutpumpsslang.

Säkerhet

Ger en säker anslutning via Luer-Lock till infusionskanyler, venkatetrar, 3-vägskranar.

Förhindrar backflöde, eliminerar risken för stopp i kanyl/kateter, förhindrar reflux vid injektion av läkemedel.

R-LOCK öppnar i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde.



Vid parenterala nutrioner eller vid administrering av lösning som innehåller lipider, kan R-LOCK användas i upp till 72 timmar.

Möjlighet att infundera dropp i olika kombinationer via gravitation- eller pumpaggregat utan risk för backflöde, oberoende av om det är infusionbehållare av plast eller flaska.

Det skall alltid sitta propp på en backventil när den ej är kopplad till injektionspruta eller infusionsaggregat. Det är också viktigt ur en hygienisk aspekt.

Uppfyller enligt DIN standard 58362, 2,0 bar.

1. Förslutningskork
2. Refluxventil
3. Skyddshätta

Materialspecifikation

Skyddshuv: Polyetylen

Refluxventil: Silikon

Konnektor: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Förslutningskork: Polypropylen

Volym: 0,15 ml

Förpackning: Steril peel-pack

Steriliseringsmetod

Etylenoxid

EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
165250	R-LOCK backventil	150	2400	N	N	S	NEJ