

Elastisk fixerbinda



419 - Högkvalitativ support- och fixationsbinda med 50 % stretch. Steriliseringsbar.

4191 - Lågelastisk kompressionsbinda i 100% bomull

Binda 419, med kort stretch och supporteffekt. Perfekt som förband runt leder och kroppspartier som är svåra att lägga om. Bindan har mycket god förmåga att stanna på plats utan att glida. En lätthanterlig och hudvänlig binda. Finns både fabrikssteriliserad och osteril.

Binda 4191, lågelastisk binda i 100% bomull men i de båda avslutande änderna finns latexkanter som dock kan klippas bort om så önskas. Den lämpar sig väl för ödembehandling vid venös insufficiens. Kan även användas som stöd och avlastning vid trauma och inom idrottsmedicinen. Bindan kan sitta på nattetid för dygnskontinuerlig kompression. Detta är tidsbesparande både för patient och personal.

Bastos Viegas s.a. är vår huvudleverantör av förbandsartiklar och operationstextilier. Ett portugisiskt familjeföretag som funnits i branschen sedan 1909 och som idag har marknadens bredaste program av förbandsprodukter. Företaget har satsat hårt på att säkra kvalitet och leveranser från sin moderna och högeffektiva produktionsanläggning.

Elastisk fixerbinda

419 Elastisk fixerbinda

Fixeringbinda som ger stöd. Bindan finns även fabrikssteriliserad i två bredder.

Materialspecifikation - Binda 419

Material: 62% bomull, 38% polyamid

Elasticitet: 50%

Vikt: 99g/m²

Latexfri: Ja

Materialspecifikation - 4191

Material: 100% bomull

Elasticitet: 82%

Vikt: 71g/m²

Latex: Ja, i de båda avslutande kanterna. Dessa kan dock klippas bort.

Bastos Viegas s.a.  0503

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Miljö dekl.	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.
419 Elastisk fixerbinda, osteril					
419-001	Binda elastisk 5mx6cm kort stretch	47:450	10	400	
419-002	Binda elastisk 5mx8cm kort stretch	47:450	10	280	
419-003	Binda elastisk 5mx10cm kort stretch	47:450	10	240	
419-004	Binda elastisk 5mx12cm kort stretch	47:450	10	200	
419-005	Binda elastisk 5mx15cm kort stretch	47:450	10	160	
419-006	Binda elastisk kort stretch 5mx20cm	47:450	10	120	
419 Elastisk fixerbinda, steril					
419-502	Binda elastisk kort stretch 4mx6cm S	47:451	90	504	
419-503	Binda elastisk kort stretch 4mx8cm S	47:451	72	432	
419-504	Binda elastisk kort stretch 4mx10cm S	47:451	72	432	
4191 Elastisk fixerbinda, 100% bomull					
4191-001	Binda lågelastisk 5mx6cm 100% bomull	47:452		360	
4191-002	Binda lågelastisk 5mx8cm 100% bomull	47:452		288	
4191-003	Binda lågelastisk 5mx10cm 100% bomull	47:452		216	
4191-004	Binda lågelastisk 5mx12cm 100% bomull	47:452		180	