

## Tubförband > Tubgas bomull/viskos 4211



Tubförband för fixering av förband, som skydd under gips och klisterbindor. Används även vid dermatologisk behandling. Figurmarkering för de olika storlekarna finns på förpackningen. Kan tvättas och kokas.

Applikator i set om 6 olika storlekar finns att beställa som tillbehör.

### Materialspecifikation

67% Bomull  
33% Viskos

Färg: vit

### Blekningsmetod

Peroxidblekt

### Förpackning:

Innerförpackning: Dispenser

Ytterförpackning: Kartong FEFCO II 23

MDD 93/42/EEC amended by 2007/47/EC

**Produkterna uppfyller standards:** EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2008, EN 980:2008, ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008, EN ISO 11737-1:2009, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, BP XX H-F:2012



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
4210-001	Applikator tubgas 6st	1	1	N	N	OS	NEJ
4211-009	Tubgas elastisk 10mx16cm	1	18	N	N	OS	NEJ
4211-010	Tubgas elastisk 10mx21cm	1	8	N	N	OS	NEJ
4211-001	Tubgas elastisk 20mx1,5cm	1	20	N	N	OS	NEJ
4211-014	Tubgas elastisk 20mx10cm	1	3	N	N	OS	NEJ
4211-008	Tubgas elastisk 20mx12cm	1	3	N	N	OS	NEJ
4211-002	Tubgas elastisk 20mx2,5cm	1	12	N	N	OS	NEJ
4211-003	Tubgas elastisk 20mx3,5cm	1	10	N	N	OS	NEJ
4211-011	Tubgas elastisk 20mx4cm	1	8	N	N	OS	NEJ
4211-004	Tubgas elastisk 20mx5,5cm	1	6	N	N	OS	NEJ
4211-005	Tubgas elastisk 20mx6,5cm	1	5	N	N	OS	NEJ
4211-012	Tubgas elastisk 20mx6cm	1	6	N	N	OS	NEJ
4211-006	Tubgas elastisk 20mx7cm	1	5	N	N	OS	NEJ
4211-013	Tubgas elastisk 20mx8cm	1	4	N	N	OS	NEJ
4211-007	Tubgas elastisk 20mx9cm	1	4	N	N	OS	NEJ
4211-100	Tubgas elastisk finger 1,5cm	6	378	N	N	OS	NEJ
4211-101	Tubgas elastisk finger 2,5cm	6	378	N	N	OS	NEJ

Produktbladsnr 2706

Senaste versionen finns alltid på [www.codanriplus.se](http://www.codanriplus.se)

Utskriftsdatum 2017-02-22 16:39