

## Tubförband Stöd



**Tubformat förband med stödjande effekt att användas dubbelvikt för att uppnå maximalt stöd.**

Används som stödförband eller för fixering av kompresser.

Tubformat förband med stödjande effekt. Används dubbelvikt för maximal funktion. Går utmärkt att klippa i. Figurmarkering på dispenserkartongen gör det lätt att klippa till rätt storlek. Kan tvättas i 60 grader C.

Bastos Viegas s.a. är vår huvudleverantör av förbandsartiklar och operationstextilier. Ett portugisiskt familjeföretag som funnits i branschen sedan 1909 och som idag har marknadens bredaste program av förbandsprodukter. Företaget har satsat hårt på att säkra kvalitet och leveranser från sin moderna och högeffektiva produktionsanläggning.

## Tubförband Stöd

### Materialspecifikation

90% bomull, 10% polyuretan

### Färg


Beige

### Latexfritt

Ja

### Förpackning

Dispenserkartong

Bastos Viegas s.a.  0503

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Miljö dekl.	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.
	<b>4214 Stödförband</b>				
4214-001	Tubförband stöd 10mx4,2cm, A	47:120	1	8	
4214-002	Tubförband stöd 10mx6,25cm, B	47:120	1	6	
4214-003	Tubförband stöd 10mx6,75cm, C	47:120	1	20	
4214-004	Tubförband stöd 10mx7,5cm, D	47:120	1	20	
4214-005	Tubförband stöd 10mx8,75cm, E	47:120	1	16	
4214-006	Tubförband stöd 10mx10cm, F	47:120	1	20	
4214-007	Tubförband stöd 10mx12cm, G	47:120	1	12	
4214-008	Tubförband stöd 10mx17,5cm, J	47:120	1	8	
4214-009	Tubförband stöd 10mx21,5cm, K	47:120	1	10	
4214-010	Tubförband stöd 10mx32,5cm, L	47:120	1	4	
4214-011	Tubförband stöd 10mx37,5cm, M	47:120	1	4	