

Transparenta skålar och tillbringare

Våra transparenta skålar är tillverkade i polypropylen och finns i olika utföranden för att passa de olika behov som finns. Skålar har en unik design med en bred kant som erbjuder en utmärkt yta att vila instrument på.

Produkternas breda bas ger utmärkt stabilitet. Användandet av engångsskålar/tillbringare får anses vara ett utmärkt, ekonomiskt alternativ till rostfritt stål. Dessa eliminerar all tvätt och disk av materialet samt sterilisering.

Skålarna används till desinfektionsmedel, lösningar, kompresser, tork samt för instrument. Tillbringarna är dubbelgraderade .

Får ej användas för läkemedel som skall injiceras.

Vi erbjuder dig stora möjligheter att konfigurera de skålset som just din verksamhet har behov av. Styckförpackade eller som hela set. Sterila eller osterila.

Materialspecifikation

Polypropylen

Förpackning:

Peel-pack och kartong

Steriliseringsmetod:

Etylenoxid eller ångsterilisering 121°

Uppfyller standard

MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004

