

Tvättset



Tvättset



För rengöring av sår eller peroperativ tvätt

Bastos Viegas s.a. är vår huvudleverantör av förbandsartiklar och gasvävs-/nonwoven produkter med rtg-tråd. Ett portugisiskt familjeföretag som funnits i branschen sedan 1909 och som har ett brett program av förbandsprodukter. Företaget har satsat mycket på att säkra kvalitet och leveranser från sin moderna och högeffektiva produktionsanläggning.

Tvättset



Tvättset

Innehåll:

Tvådelad plastskål 15x7,5 cm i polyeten
Gasvävstork 3 st, storlek 0
Plattork 2 st, 2,5x2,5 cm
Engångspincett, polyeten/polypropylen

Förpackningsmaterial

Peel-pack, kartong

Steriliseringsmetod

Ånga

EN standard

Uppfyller EN standard
Märkning EN 980

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
490-007	Tvättset, sterilt Tvättset S	150	900		N	J	S	