

KD-JECT III Injeksjonssprøyter

Steril gjennomsiktig 3-komponent sprøyte med syntetisk pakning. De blisterpakkede KD-Ject III sprøytene er Etylenoksid steriliserte. Sprøytene er latex og PVC-frie. De har gode og jevne glideegenskaper.

Egenskaper

- Tydelig merking
- Silikoniserte for gode glideegenskaper
- Store vinger for et godt grep
- Stempelstopp som hindrer at sprøytstempelet blir trukket helt ut

Luer Slip

Artikkelnummer	Størrelse	Avd. forpakning	Transportkartong
870648	1 ml luer slip sentrisk	100	1600
831854	2 ml luer slip sentrisk	100	3200
831861	3 ml luer slip sentrisk	100	3200
831878	5 ml luer slip sentrisk	100	2400
831885	10 ml luer slip eksentrisk	100	1500
831892	20 ml luer slip eksentrisk	100	900



Luer Lock

Art.nummer	Størrelse	Avd. forpakning	Transportkartong
870785	1 ml luer lock	100	1000
831908	2 ml luer lock	100	3200
831915	3 ml luer lock	100	3200
831922	5 ml luer lock	100	2400
831939	10 ml luer lock	100	1500
831946	20 ml luer lock	100	900
870761	30 ml luer lock	50	600
865613	50 ml luer lock	30	360
870945	50 luer lock opak	30	360
870921	100 luer lock	25	50



Sår-/Skyllesprøyter

Artikkelnummer	Størrelse	Avd. forpakning	Transportkartong
832059	50 ml kateterspiss	30	360
832073	100ml kateterspiss	25	50

Råmaterialer

Kolbe og stempel: polypropylen
Stempel-hette: syntetisk gummi
(naturlig latex-fri)
Smøremiddel: Silikon-olje

Forpakkingsmaterialer

Enhetsforpakning
Medical grade-papir
Pappkartong

Steriliseringsmetode:

Etylenoksid (EO)
Holdbarhet: 5 år

Medical device-direktiv 93/94/EEC (klasse I)

870686	30 ml luer slip eksentrisk	50	600
870662	50 ml luer slip eksentrisk	30	360