

KD-JECT III Injektionssprutor

Steril genomskinlig 3-komponent spruta med syntetisk packning. De blisterförpackade KD-Ject III sprutorna är Etylenoxid steriliserade. Sprutorna är latex och PVC-fria. De har goda och jämna glidegenskaper.

Egenskaper

- Tydlig text
- Silikoniserad för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för bra grepp.
- Kolvstopp som hindrar att kolven åker ut.

Luer Slip

Artikelnummer	Storlek	Avd. förpackning	Transportkartong
870648	1 ml luer slip centrisk	100	1600
831854	2 ml luer slip centrisk	100	3200
831861	3 ml luer slip centrisk	100	3200
831878	5 ml luer slip centrisk	100	2400
831885	10 ml luer slip excentrisk	100	1500
831892	20 ml luer slip excentrisk	100	900
870686	30 ml luer slip excentrisk	50	600
870662	50 ml luer slip excentrisk	30	360



Luer Lock

Art.nummer	Storlek	Avd. förpackning	Transportkartong
870785	1 ml luer lock	100	1000
831908	2 ml luer lock	100	3200
831915	3 ml luer lock	100	3200
831922	5 ml luer lock	100	2400
831939	10 ml luer lock	100	1500
831946	20 ml luer lock	100	900
870761	30 ml luer lock	50	600
865613	50 ml luer lock	30	360
870945	50 luer lock opak	30	360
870921	100 luer lock	25	50



Sår/Spolsprutor

Artikkelnummer	Storlek	Avd förpackning	Transportkartong
832059	50 ml kateterspets	30	360
832073	100ml kateterspets	25	50

Råmaterialer

Kolbe og stempel: polypropyle
Stempel-hette: syntetisk gummi
(naturlig latex-fri)
Smørmiddel: Silikon-olja

Förpackningsmaterialer

Enhetsförpackning
Medical grade-papir
Pappkartong

Steriliseringmetode:

Etylenoxid (EO)

Holdbarhet: 5 år

Medical device-direktiv 93/94/EEC
(klasse II)