

KD-JECT insulinsprøyte

3-komponent sprøyte med integrert kanyle. Blisterforpakket, lateksfri og PVC-fri. Enkel å håndtere.

Giftfri og pyrogenfri

- For injeksjon av eksakt mengde med insulin for behandling av diabetes

Standarder

DIN EN ISO 13485

ISO 7886-1

CE 0123

klasse II a



REF number	Size ml	Insulin units	Needle size x length inch	Ex.Dia x length mm	Nozzle	Dispenser box	Transport carton
870501	0,3 ml	100	30 G x 5/16	0,3 x 8	centric	100	3600
870518	0,5 ml	100	29 G x 1/2	0,33 x 12,7	centric	100	3600
870525	0,5 ml	100	30 G x 5/16	0,3 x 8	centric	100	3600
870105	1 ml	100	30 G x 1/2	0,3 x 12	centric	100	2400

Råmaterialer:

Hus: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
Stempelstav: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
Beskyttelsespropp: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
Gummitetting: Syntetisk gummi (polyisoprene)
Smøreolje: Silikonolje
Hypodermic nål:
Nålhus: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)
Nålen: Rustfritt stål
Beskyttelsespropp: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)

Forpakkingsmateriale

Medical grade paper
Transparent blister pakking PE/PA

Steriliseringsmetode:

Ethylene oxide (EO)
Holdbarhet: 5 år

Medical device directive: 93/94/EEC Class II**Standarder:**

EN1707, ISO 7886, EN 20594