

# KD-JECT® E


KD-JECT® E enteralsprutor är tre-komponent sprutor utrustade med en ENFit honkoppling. De är avsedda för enteral administrering av flytande kost eller läkemedel och för enterala aspirations- eller spolningsprocedurer. Skalan möjliggör exakt mätning av de volymer som ska administreras eller sugas upp (skalans noggrannhet följer ISO 7886-1).

KD-JECT® E är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.




## Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper ENFit LDT hona ENFit hona
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven dras ut
- L ilafärgad kolv
- Färgkodad dispenserförpackning som kan öppnas på två olika sätt
- Spetsig packning för mindre restvolym
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



| REF    | Storlek (ml) | Gradering | Munstycke  | Spets        | Antal i förpackning |
|--------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| 875674 | 1            | 0,01      | Centrerad  | ENFit LDT    | 100                 |
| 875681 | 3            | 0,1       | Centrerad  | ENFit LDT    | 100                 |
| 875698 | 5            | 0,1       | Centrerad  | ENFit        | 100                 |
| 875704 | 10           | 0,2       | Centrerad  | ENFit        | 100                 |
| 875711 | 20           | 1         | Centrerad  | ENFit        | 100                 |
| 875728 | 60           | 1         | Excentrisk | ENFit        | 50                  |
| 876381 | 100          | 2         | Centrerad  | ENFit        | 20                  |
| REF    | Storlek (ml) | Gradering | Munstycke  | Spets        | Antal i förpackning |
| 876749 | 60           | 1         | Centric    | Kateterspets | 50                  |



Kateterspets

| Komponent   | Material                           | Förpackningsmaterial:                | Sterilisering: | Standarder:    |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Cylinder:   | Etylen-polypropylen copolymer (PP) | Medicinskt papper                    | Etenoxid (EO)  | EN ISO 80369-3 |
| Kolv:       | Polyeten (PE)                      | Transparent blisterförpackning PE/PA |                | ISO 7886-1     |
| Packning:   | Syntetiskt gummi (polyisopren)     |                                      |                | CE 0123        |
| Smörjmedel: | Silikonolja                        |                                      |                | klass II a     |

|  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  | Kateterspets: klass Is |
|--|--|--|--|------------------------|