



KD-JECT® E


KD-JECT® E enteralsprutor är tre-komponent sprutor utrustade med en ENFit honkoppling. De är avsedda för enteral administrering av flytande kost eller läkemedel och för enterala aspirations- eller spolningsprocedurer. Skalan möjliggör exakt mätning av de volymer som ska administreras eller sugas upp (skalans noggrannhet följer ISO 7886-1).

KD-JECT® E är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.




Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glideegenskaper ENFit LDT hona ENFit hona
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven dras ut
- L ilafärgad kolv
- Färgkodad dispenserförpackning som kan öppnas på två olika sätt
- Spetsig packning för mindre restvolym
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



REF	Storlek (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
875674	1	0,01	Centrerad	ENFit LDT	100
875681	3	0,1	Centrerad	ENFit LDT	100
875698	5	0,1	Centrerad	ENFit	100
875704	10	0,2	Centrerad	ENFit	100
875711	20	1	Centrerad	ENFit	100
875728	60	1	Excentrisk	ENFit	50
876381	100	2	Centrerad	ENFit	20
REF	Storlek (ml)	Gradering	Munstycke	Spets	Antal i förpackning
876749	60	1	Centric	Kateterspets	50



Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen copolymer (PP)	Medicinskt papper	Etenoxid (EO)	EN ISO 80369-3
Kolv:	Polyeten (PE)	Transparent blisterförpackning PE/PA		ISO 7886-1
Packning:	Syntetiskt gummi (polyisopren)			CE 0123
Smörjmedel:	Silikonolja			klass II a

				Kateterspets: klass Is
--	--	--	--	------------------------