

KD-JECT® E

KD-JECT® E enteralsprøyter er tredelele sprøyter utstyrt med en female ENFit-kobling. De er beregnet for enteral administrering av flytende kost eller legemidler og for enterale aspirasjons- eller skylleprosedyrer. Skalaen legger til rette for nøyaktig måling av volumene som skal administreres eller aspireres (skalaens nøyaktighet er i samsvar med ISO 7886-1).


KD-JECT® E er giftfrie og pyrogenfrie, og er sterilisert med etylenoksid (EO).



Produktbeskrivelse

- Godt synlig skala
- Silikon for best mulige glideegenskaper
- Store vinger for enkelt og fast grep
- Stempelstopper som hindrer stempelet i å skyves ut
- Lilla stempel
- Fargekodet dispenseremballasje som kan åpnes på to forskjellige måter
- Spiss gummipropp som gir mindre rester
- PVC- og DEHP-frie, lateksfrie
- Holdbarhet 5 år

ENFit LDT female ENFit female



REF	Størrelse (ml)	Gradering	Åpning	Spiss	Antall per pakke
875674	1	0,01	Sentrisk	ENFit LDT	100
875681	3	0,1	Sentrisk	ENFit LDT	100
875698	5	0,1	Sentrisk	ENFit	100
875704	10	0,2	Sentrisk	ENFit	100
875711	20	1	Sentrisk	ENFit	100
875728	60	1	Eksentrisk	ENFit	50
876381	100	2	Sentrisk	ENFit	20



Kateterspiss

REF	Størrelse (ml)	Gradering	Åpning	Spiss	Antall per pakke
876749	60	1	Sentrisk	Kateterspiss	50

Komponent	Materiale	Emballasjemateriale:	Sterilisering:	Standarder:
Kammer:	Etylenpolypropylen kopolymer (PP)	Medisinsk papir	Etylenoksid (EO)	EN ISO 80369-3
Stempel:	Polyetylen (PE)	Gjennomsiktig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitetning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikonolje			klasse II a
				Kateterspiss: klasse Is