

Injektionskanyler

Egenskaper:

- Steril
- Både med lång och kort slipning
- Luer lock
- Hållbarhet: 5 år

Standards:

- EN ISO 13485
- ISO 7864
- CE 0123
- class II a

Produktbeskrivning:

- För engångsbruk, icke-toxisk, pyrogen-fri
- Mycket skarp slipning
- Slipnings metod: slipvals, delvis användning av elektrolysering och sandblåsning.
- Vinkel α för lång slipning: $11^\circ \pm 2^\circ$, vinkel α för kort slipning: $17^\circ \pm 2^\circ$
- Används tillsammans med engångssprutor
- engångs infusion / transfusion aggregat för läkemedel injektion / infusion eller blodprov
- Till punktion av hud, muskelvävnad och vener för att utföra injektion av läkemedel, transfusion eller blodprov
- Luer lock kopplingen passar sprutor eller infusion / transfusion aggregat
- Steriliserad med ethylene oxide (EO)

Material:

- Kanylfäste: Polypropylene
- Lim: Epoxy lim
- Nålskydd: Polypropylene
- Kanyl: rostfritt stål
- Lubrikant: Silikon olja

Förpackningar:

- För kanyler ≤ 50 mm längd
Blister: 1 styck
Inner förpackning: 100 stycken
Ytter förpackning: 5000 stycken
- För kanyler > 50 mm och < 120 mm längd
Blister: 1 stycken
Innerförpackning: 50 stycken
Ytterförpackning: 2000 stycken
- För kanyler ≥ 120 mm längd
Blister: 1 stycken
Innerförpackning: 50 stycken
Ytterförpackning: 1000 stycken



Injektionskanyler

Standard storlek

Storlek x längd inch	Ext. diam. x längd mm	Slipvinkel	Kanylvägg	Artikel nr [205]
short bevel				
16G x 1 1/2	1.60 x 40	kort - SB/BC	tunn	900437
18G x 1 1/2	1.20 x 40	kort - SB/BC	tunn	900062
19G x 1	1.10 x 25	kort - SB/BC	tunn	900451, ej lager
19G x 1 1/2	1.10 x 40	kort - SB/BC	tunn	900109
19G x 2	1.10 x 50	kort - SB/BC	tunn	900475
long bevel				
20G x 1 1/2	0.90 x 40	lång - LB/BL	tunn	900130
21G x 1	0.80 x 25	lång - LB/BL	tunn	900529
21G x 1 1/2	0.80 x 40	lång - LB/BL	tunn	900192
21G x 2	0.80 x 50	lång - LB/BL	tunn	900536
22G x 1 1/4	0.70 x 30	lång - LB/BL	tunn	900581
22G x 1 1/2	0.70 x 40	lång - LB/BL	tunn	900260
22G x 2	0.70 x 50	lång - LB/BL	tunn	900598
23G x 1	0.60 x 25	lång - LB/BL	tunn	900284
23G x 1 1/4	0.60 x 30	lång - LB/BL	tunn	900291
24G x 1	0.55 x 25	lång - LB/BL	normal	900635
25G x 5/8	0.50 x 16	lång - LB/BL	tunn	900345
25G x 1	0.50 x 25	lång - LB/BL	tunn	900642
26G x 1/2	0.45 x 12	lång - LB/BL	normal	900383
26G x 1/2	0.45 x 13	lång - LB/BL	normal	908327, ej lager
26G x 7/8	0.45 x 22	lång - LB/BL	normal	900680, ej lager
27G x 1/2	0.40 x 12	lång - LB/BL	normal	900703
29G x 1/2	0.33 x 12	lång - LB/BL	normal	900741
30G x 1/2	0.30 x 12	lång - LB/BL	normal	900758
30G x 1/6	0.30 x 4	lång - LB/BL	normal	917008, ej lager
32G x 1/6	0.23 x 4	lång - LB/BL	tunn	917022, ej lager

Long bevel Short bevel



Hypodermic needle

Special sizes

Storlek x längd inch	Ext. diam. x längd mm	Slipvinkel	Kanylvägg	Artikel nr [205]
short bevel				
14 G x 1 1/2	2.10 x 40	kort - SB/BC	extra tunn	900390, ej lager
14G x 3 1/5	2.10 x 80	kort - SB/BC	extra tunn	900406
15G x 1 1/2	1.80 x 40	kort - SB/BC	tunn	900413, ej lager
16G x 1	1.60 x 25	kort - SB/BC	tunn	900420, ej lager
18G x 2	1.20 x 50	kort - SB/BC	tunn	900444
18G x 8	1.20 x 200	kort - SB/BC	tunn	908419, ej lager
19G x 1 1/4	1.10 x 30	kort - SB/BC	tunn	900468, ej lager
long bevel				
18G x 1 1/2	1.20 x 40	lång - LB/BL	tunn	908365
19G x 1 1/2	1.10 x 40	lång - LB/BL	tunn	908389
20G x 1	0.90 x 25	lång - LB/BL	tunn	900123
20G x 2	0.90 x 50	lång - LB/BL	tunn	900482, ej lager
20G x 2 3/4	0.90 x 70	lång - LB/BL	tunn	900499, ej lager
21G x 5/8	0.80 x 16	lång - LB/BL	tunn	900505
21G x 7/8	0.80 x 22	lång - LB/BL	tunn	900512, ej lager
21G x 3 1/5	0.80 x 80	lång - LB/BL	tunn	900543
21G x 4 4/5	0.80 x 120	lång - LB/BL	tunn	900550, ej lager
22G x 5/8	0.70 x 16	lång - LB/BL	tunn	900567, ej lager
22G x 1	0.70 x 25	lång - LB/BL	tunn	900574, ej lager
23G x 1 1/2	0.60 x 40	lång - LB/BL	tunn	900604
23G x 2 2/5	0.60 x 60	lång - LB/BL	tunn	900611
23G x 3 1/5	0.60 x 80	lång - LB/BL	tunn	900628, ej lager
25G x 3/4	0.50 x 19	lång - LB/BL	tunn	908006, ej lager
25G x 1 1/2	0.50 x 40	lång - LB/BL	tunn	900659, ej lager
26G x 3/8	0.45 x 10	lång - LB/BL	normal	900666, ej lager
26G x 5/8	0.45 x 16	lång - LB/BL	normal	900673
26G x 1	0.45 x 25	lång - LB/BL	normal	900697, ej lager
27G x 1/2	0.40 x 13	lång - LB/BL	normal	870426, ej lager
27G x 3/4	0.40 x 18	lång - LB/BL	normal	900710
27G x 4/5	0.40 x 20	lång - LB/BL	normal	900727
27G x 1	0.40 x 25	lång - LB/BL	normal	900734, ej lager
27G x 1 1/2	0.40 x 40	lång - LB/BL	normal	904404

