



KD-PENOFINE

KD-PENOFINE sterile pennekanyler for engangsbruk er kanyler som skal brukes med kompatible insulinpennner for å injisere insulin i pasienter med diabetes mellitus.

KD-PENOFINE er giftfrie, pyrogenfrie og sterilisert med etylenoksid.

Produktbeskrivelse

- Til engangsbruk
- Kjennetegnet ved sin skarphet
- Koblet til insulinpennner for administrering av insulin
- Sterilisert med etylenoksid (EO)
- Til engangsbruk
- PVC- og DEHP-fri, lateksfri
- Holdbarhet 5 år



REF	Størrelse	Farge	Utvendig diameter x lengde (mm)	Antall per pakke
904206T	28 G		0,36 x 12	100
904237T	29 G		0,33 x 10	100
904213T	29 G		0,33 x 12	100
904220T	29 G		0,33 x 12,7	100
904251T	30 G		0,3 x 6	100
904244T	30 G		0,3 x 8	100
907023T	30 G		0,3 x 12	100
904282T	31 G		0,25 x 5	100
904275T	31 G		0,25 x 6	100
904268T	31 G		0,25 x 8	100
910719T	32 G		0,23 x 4	100
914014T	32 G		0,23 x 6	100
914021T	32 G		0,23 x 8	100
910733T	33 G		0,21 x 4	100

Komponent	Materiale	Emballasjemateriale:	Sterilisering:	Standarder:
Nålens festepunkt:	Polypropylen	Medisinsk papir	Etylenoksid (EO)	EN ISO 13485
Klebemiddel:	Epoksyilm	Gjennomsiktig blisterpakning PE/PA		ISO 11608-2
Nålerør:	Rustfritt stål			CE 0123
Beskyttelseshette:	Polypropylen			klasse II a
Smøremiddel:	Silikonolje			