

Plåster, nonwoven
240100F, 240101F

Page 1 (2)

Version: 07.01.2013, rev 1

Tryckt 2.5.2013

REF	Beskrivning	Storlek			
240100F	Plåster	24 x 70 mm			
240101F	Plåster	12 x 40 mm			
[NATURAL LATEX FREE]					
Material: Bärande material Sårdyna, ovansida Sårdyna, absorberande del Häftmassa, Adhesiv Release papper, Skyddspapper			Nonwoven, 100 % PES LDPE Cellulosa /PP/PES Syntetiskt, utan kolofonium Silikon		
REACH föreskrifter:			Produkter som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).		
Egenskaper:			Injektionsplåster som är färdiga att använda, klippta till rätt storlek. Den absorberande sårdynan förhindrar att plåstret fastnar i såret.		
Hållbarhetstid:			5 år		
Antal per förpackning & mått dispenserlåda/transportlåda:			REF	Antal/ disp. låda	Antal/ transp. låda
			240100F	200	10200
			240101F	200	10200
MBE (minsta beställningsbara enhet):			Transportlåda		
Dispenserlåda:			ECF (eller TCF) cellulosa		
Transportförpackning:			ECF (eller TCF) cellulosa		
Packtejp:			PVC-fri		
I enlighet med legala krav för:			Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I		
Kvalitetskrav:			I enlighet med ISO13485		

Plåster, nonwoven
240100F, 240101F

Page 2 (2)

Version: 07.01.2013, rev 1

Tryckt 2.5.2013

Etikettinformation:	I enlighet med EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall

Produkt	Dispenserlåda	Transportförpackning
240100F	6438129352177 240100F dispenser  6 438129 352177	6438129552171 240100F carton  6 438129 552171
240101F	6438129352184 240101F dispenser  6 438129 352184	6438129552188 240101F carton  6 438129 552188