


Plåster, runda, nonwoven
240102F, 240103F

Page 1 (2)

Version: 07.01.2013, rev 1

Tryckt 22.4.2013

REF	Beskrivning	Storlek																				
240102F	Plåster, runda	38 x 38 mm																				
240103F	Plåster, runda	20 x 40 mm																				
<p>[NATURAL LATEX FREE]</p>			240102F	240103F																		
<p>Material: Bärande material Sårdyna, ovansida Sårdyna, absorberande del Häftmassa, Adhesiv Release papper, Skyddspapper</p>			<p>Nonwoven, 100 % PES LDPE Cellulosa /PP/PES Syntetiskt, utan kolofonium Silikon</p>																			
<p>REACH föreskrifter:</p>			<p>Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).</p>																			
<p>Egenskaper:</p>			<p>Med absorberande sårdyna som förhindrar att plåstret fastnar i såret.</p>																			
<p>Hållbarhetstid:</p>			<p>5 years</p>																			
<p>Antal per förpackning & mått dispenserlåda/transportlåda:</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>Antal/ disp. låda</th> <th>Antal/ transp. låda</th> <th>Mått dispenserlåda (mm)</th> <th>Mått transportlåda (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240102F</td> <td>200</td> <td>10200</td> <td>92 x 165 x 35</td> <td>580 x 185 x 300</td> </tr> <tr> <td>240103F</td> <td>200</td> <td>10200</td> <td>92 x 165 x 35</td> <td>580 x 185 x 300</td> </tr> </tbody> </table>	REF	Antal/ disp. låda	Antal/ transp. låda	Mått dispenserlåda (mm)	Mått transportlåda (mm)	240102F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300	240103F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300				
REF	Antal/ disp. låda	Antal/ transp. låda	Mått dispenserlåda (mm)	Mått transportlåda (mm)																		
240102F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300																		
240103F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300																		
<p>MBE (minsta beställningsbara enhet):</p>			<p>Transportlåda</p>																			
<p>Dispenserlåda:</p>			<p>ECF (eller TCF) cellulosa</p>																			
<p>Transportförpackning:</p>			<p>ECF (eller TCF) cellulosa</p>																			
<p>Packtejp:</p>			<p>PVC-fri</p>																			
<p>I enlighet med legala krav för:</p>			<p>Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I</p>																			

Plåster, runda, nonwoven
240102F, 240103F

Page 2 (2)

Version: 07.01.2013, rev 1

Tryckt 22.4.2013

Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall

Produkt	Dispenserlåda	Transportförpackning
240102F	6438129352191 240102F dispenser  6 438129 352191	6438129552195 240102F carton  6 438129 552195
240103F	6438129352207 240103F dispenser  6 438129 352207	6438129552201 240103F carton  6 438129 552201