

Plåster, runda, nonwoven
240102F, 240103F

Page 1 (2)

Version: 07.01.2013, rev 1

Tryckt 22.4.2013

REF	Beskrivning	Storlek																				
240102F	Plåster, runda	38 x 38 mm																				
240103F	Plåster, runda	20 x 40 mm																				
			  240102F240103F																			
NATURAL LATEX FREE																						
Material: Bärande material Sårdyna, ovansida Sårdyna, absorberande del Häftmassa, Adhesiv Release papper, Skyddspapper			Nonwoven, 100 % PES LDPE Cellulosa /PP/PES Syntetiskt, utan kolofonium Silikon																			
REACH föreskrifter:			Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).																			
Egenskaper:			Med absorberande sårdyna som förhindrar att plåstret fastnar i såret.																			
Hållbarhetstid:			5 years																			
Antal per förpackning & mått dispenserlåda/transportlåda:			<table><tr><td>REF</td><td>Antal/ disp. låda</td><td>Antal/ transp. låda</td><td>Mått dispenserlåda (mm)</td><td>Mått transportlåda (mm)</td></tr><tr><td>240102F</td><td>200</td><td>10200</td><td>92 x 165 x 35</td><td>580 x 185 x 300</td></tr><tr><td>240103F</td><td>200</td><td>10200</td><td>92 x 165 x 35</td><td>580 x 185 x 300</td></tr></table>					REF	Antal/ disp. låda	Antal/ transp. låda	Mått dispenserlåda (mm)	Mått transportlåda (mm)	240102F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300	240103F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300
REF	Antal/ disp. låda	Antal/ transp. låda	Mått dispenserlåda (mm)	Mått transportlåda (mm)																		
240102F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300																		
240103F	200	10200	92 x 165 x 35	580 x 185 x 300																		
MBE (minsta beställningsbara enhet):			Transportlåda																			
Dispenserlåda:			ECF (eller TCF) cellulosa																			
Transportförpackning:			ECF (eller TCF) cellulosa																			
Packtejp:			PVC-fri																			
I enlighet med legala krav för:			Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I																			

Plåster, runda, nonwoven
240102F, 240103F

Page 2 (2)

Version: 07.01.2013, rev 1

Tryckt 22.4.2013

Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall

Produkt	Dispenserlåda	Transportförpackning
240102F	6438129352191 240102F dispenser  6 438129 352191	6438129552195 240102F carton  6 438129 552195
240103F	6438129352207 240103F dispenser  6 438129 352207	6438129552201 240103F carton  6 438129 552201