

evercare[®] selvklebende plaster non-woven

REF: CMT352177, CMT352184, CMT352191, CMT352207

evercare[®] selvklebende plaster i non-woven er en bandasje som er ment å beskytte mindre sår mot urenheter i ytre omgivelser. Den absorberende delen som er festet til plasteret, absorberer sårveske fra det tildekkede såret. Plastermaterialet er mykt og behagelig for huden. Plasteret brukes vanligvis til beskyttelse etter injeksjon.

Nøkkelegenskaper

- ▶ Mykt, svært pustende non-woven plaster
- ▶ Løsemiddelfritt klebemiddel
- ▶ Absorberende pute som ikke kleber
- ▶ To forskjellige fasonger: i remser og avrundet
- ▶ Individuell pose for hvert plaster




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
CMT352177	Selvklebende plaster, non-woven, beige, remse; Produsentens artikkelnr. CMT352177, Beige	2,4 x 7 cm	200 / 10200
CMT352184	Selvklebende plaster, non-woven, beige, remse; Produsentens artikkelnr. CMT352184, Beige	1,2 x 4 cm	200 / 10200
CMT352191	Selvklebende plaster, non-woven, beige, remse; Produsentens artikkelnr. CMT352191, Beige	3,8 x 3,8 cm	200 / 10200
CMT352207	Selvklebende plaster, non-woven, beige, remse; Produsentens artikkelnr. CMT352207, Beige	2 x 4 cm	200 / 10200

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr.



REACH-forordningen:

Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk:

Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class I

Samsvar med produktstandarder:

EN 14079, ASTM D3330

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produktdel	Råmateriale og egenskaper
Hovedmateriale	Non-woven, 100 Polyester, beige
Selvklebende	Smeltelim, akryl, UV-kryssbundet
Absorberende pute	Viskose/PP/PE, lagdelt med non-stick LDPE
Beskyttelsespapir	Silikonpapir, ensidig

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	N/A	N/A
Dispenserpakning	Bølgepapp, TCF eller ECF kvalitet	93 x 165 x 35
Transportkartong	Bølgepapp, TCF eller ECF kvalitet	580 x 185 x 300
Emballasjetape	Gjennomsiktig, PVC-fri	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
CMT352177	N/A	8017990117337	18017990117334
CMT352184	NA	8017990117344	18017990117341
CMT352191	N/A	8017990117368	18017990117365
CMT352207	N/A	8017990117382	18017990117389

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.