



## Produktinformation Plåster

	<p>Artikelnummer: 9011316 Benämning: Plåster plast waterproof Storlek: 7,5x2,5cm Förpackning: 100st/fp</p> <p>Sterila, individuellt förpackade flexibla plastplåster med mycket god vidhäftning. Hypoallergena.</p>
	<p>Artikelnummer: 9007020 Benämning: Plåster textil flex Storlek: 7,5x2,5cm Förpackning: 100st/fp</p> <p>Sterila, individuellt förpackade väldigt flexibla textilplåster med mycket god vidhäftning.</p>