



Indikation:
Lätt stöd och fixering.

LATEXFRIA FIXERINGSBINDOR

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **DANACREPE** fixeringsbindor. Bindorna är av kräppad bomull, har en bra luftgenomsläpplighet samt är komfortabla och hudvänliga.

DANACREPE:

Fransfria kanter

Elasticitet: 120 %

100% Bomull

Längd: sträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
6050513	5 cm x 4 meter	10	200
6050514	8 cm x 4 meter	10	200
6050515	10 cm x 4 meter	10	200
6050516	15 cm x 4 meter	10	200

Avd.förp = min.kvant/best