




KATETER - NELATON & TIEMANN

For å møte etterspørselen av forskjellige materialer, kan vi nå tilby et komplett utvalg av myke og smidige katetre, produsert i helt PVC-fri materiale eller DEHP-fri (ftalatfri) PVC.

- Tappingskateter
- Engangs, lengde, 40 cm samt 23 cm
- Sterilt 1-st-forp i peel-pack
- Nelaton kateter 40 cm finnes i str 6 ch - 20 ch
- Nelaton kateter 23 cm finnes i str 6 ch - 16 ch
- Tiemann kateter (bøyd spiss) 40 cm finnes i str 10 ch - 16 ch
- Materiale: PVC-fri

DEHP fri (ftalatfri) PVC

Artikkelnr. PVC fri	Artikkelnr. DEHP fri	Størrelse	Farge	Avd./Trpt.fp
Nelaton kateter - 40 cm (mannlige)				
60613106-2	60613106-1	06	lysegrønn	100/600
60613108-2	60613108-1	08	lyseblå	100/600
60613110-2	60613110-1	10	svart	100/600
60613112-2	60613112-1	12	hvit	100/600
60613114-2	60613114-1	14	grønn	100/600
60613116-2	60613116-1	16	orange	100/600
60613118-2	60613118-1	18	rød	100/600
60613120-2	60613120-1	20	gul	100/600
Nelaton kateter - 23 cm (kvinnelige)				
60613406-2	60613406-1	06	lysegrønn	100/600
60613408-2	60613408-1	08	lyseblå	100/600
60613410-2	60613410-1	10	svart	100/600
60613412-2	60613412-1	12	hvit	100/600
60613414-2	60613414-1	14	grønn	100/600
60613416-2	60613416-1	16	orange	100/600
Tiemann kateter - 40 cm				
60613610-2	60613610-1	10	svart	100/600
60613612-2	60613612-1	12	hvit	100/600
60613614-2	60613614-1	14	grønn	100/600
60613616-2	60613616-1	16	orange	100/600

Avd fp = minste kvantitet / bestilling

Nelaton



Tiemann

