



Indikation:  
Ortopediska operationer,  
stöd och avlastning.

## LATEXFRI ELASTISK BINDA PRIMALAST

**MEDIPLAST®** kan erbjuda Er **PRIMALAST**, en elastisk primabinda för stöd och avlastning samt för lättare kompression. Specialvävda kanter för att undvika att de fransar sig. Tillverkad enligt EN ISO 13485. Finns i osteril och steril version.

### PRIMALAST OSTERIL:

Autoklaverbar och kan steriliseras i ångautoklav på 134°C.  
100% Bomull, peroxidblekt.  
Elasticitet: 90%. Längd: osträckt längd ca 2 meter. Krympfri.

| Artikelnr.    | Beskrivning     | Antal/avd.frp | Antal/trp.frp |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>607028</b> | 6 cm x 4 meter  | 20            | 400           |
| <b>607029</b> | 8 cm x 4 meter  | 20            | 320           |
| <b>607030</b> | 10 cm x 4 meter | 20            | 240           |
| <b>607034</b> | 12 cm x 4 meter | 20            | 240           |
| <b>607032</b> | 15 cm x 4 meter | 20            | 160           |

|               |                 |    |     |
|---------------|-----------------|----|-----|
| <b>607027</b> | 4 cm x 5 meter  | 10 | 720 |
| <b>607001</b> | 6 cm x 5 meter  | 10 | 480 |
| <b>607002</b> | 8 cm x 5 meter  | 10 | 360 |
| <b>607003</b> | 10 cm x 5 meter | 10 | 300 |
| <b>607004</b> | 12 cm x 5 meter | 10 | 240 |
| <b>607005</b> | 15 cm x 5 meter | 10 | 160 |

Avd.förp = min.kvant/best

**PRIMALAST STERIL:**

Steril binda: ETO steriliserad och levereras i peel-pack

100% Bomull, peroxidblekt.

Elasticitet: 90%

Längd: osträckt längd ca 2 meter. Krympfri.

| Artikelnr.     | Beskrivning     | Antal/avd.frp | Antal/trp.frp |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>607028S</b> | 6 cm x 4 meter  | 10            | 150           |
| <b>607029S</b> | 8 cm x 4 meter  | 10            | 150           |
| <b>607030S</b> | 10 cm x 4 meter | 10            | 150           |
| <b>607034S</b> | 12 cm x 4 meter | 10            | 150           |
| <b>607032S</b> | 15 cm x 4 meter | 10            | 150           |

|                |                 |    |     |
|----------------|-----------------|----|-----|
| <b>607027S</b> | 4 cm x 5 meter  | 10 | 150 |
| <b>607001S</b> | 6 cm x 5 meter  | 10 | 150 |
| <b>607002S</b> | 8 cm x 5 meter  | 10 | 150 |
| <b>607003S</b> | 10 cm x 5 meter | 10 | 150 |
| <b>607004S</b> | 12 cm x 5 meter | 10 | 150 |
| <b>607005S</b> | 15 cm x 5 meter | 10 | 150 |

Avd.förp = min.kvant/best