

HARTMANN



HARTMANN
Eycopad®



Ögonkompresser
Öjenkompresser
Silmäsiteitä
Öyelapper
眼垫

STERILE

70 mm x 85 mm
25 ST/PCS/PZ
No. 417 540

Eycopad

Øyekompress



Øyekompressen Eycopad produseres i bomull ihht DIN 61640-A standard, med gasbind av ren bomull.

Den finnes sterilt og usterilt pakket, i to størrelser.

Egenskaper

- Gjennom å bruke bomull og gasbind av ren bomull, er øyekompressen svært myk og har en høy absorpsjonsevne.
- Øyekompressen loer ikke, og har en god og varig polstringseffekt.

Bruk

Øyekompress, kan også brukes til bandasjering av øret.