



Medicomp® drain

Non-wovenkompress til drenering.

Medicomp drain er en klassisk non-woven kompress med y-snitt. Utmerket som beskyttende og absorberende kompress til ulike typer innstikksområder. Puster og kan klippes til uten at bandasjen loer eller slipper løse tråder.

Material:

70% viskose og 30% polyester. Non-woven uten bindemiddel eller optiske blekemidler. 6-lags.

Loer ikke

Enkel håndtering

Økonomisk



Indikasjon

For beskyttelse og absorpsjon under feks drenasje og trakeostomi.

Kontraindikasjoner:

Ingen kjente.

