

ONEMED

PRODUKTBLAD

Medicinbägare plast Art nr. 100701



Produktinformation

Specifikation:

4,7 x 4,7 x 3,2 cm

Beskrivning

Bred bägare med gradering var 5:e ml. Kan kompletteras med lock som går att skriva på. CE-märkt i enl. med Medicindirektivet som en klass 1 produkt med mätfunktion.

Volym: 30 ml

Färg: Gul

Antal/avdelningsförpackning:

50

Antal/transportlåda:

2000

Enhet

ST