



Lokk til smalt medisinerbeger

Informasjon:

Lokket er laget av polyeten og kan skrives på.

| | |
|--------------|-------------------------|
| Diameter: | 38 mm |
| Farge: | hvit |
| Artikkelnr.: | 00264 |
| Emballasje: | pose/kartong: 500/4 000 |



For better care!

HpmTM

Hammarplast Medical AB
Box 2069, SE-531 02
Lidköping, Sverige
Tlf. +46 (0)510 61880
info@hpm.se, www.hpm.se