



Handdesinfektion Wipes

Handdesinfektion Wipes används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp, mögel och virus.

Exempel på verksamhetsområden där *Handdesinfektion Wipes* lämpar sig inom verksamheter som sjuk- och hälsovård, skola, kommun, kontor, bensinstationer äldreboende, hemtjänst, flyg mm.

Produktfakta

Skön och hållbar desinfektionsservett för händer. "Skopakartongen" innehåller 250 singelförpackade desinfektionsservetter. Duken är 215 x 163 mm och är tillverkad av polyester/viskos. Servetten innehåller 6 ml EN 1500 godkänd handdesinfektionsvätska.

Bruksanvisning

Arbeta noggrant in vätskan mellan fingrar, på och i händerna. Händerna ska vara torra efter avslutad desinfektion.

Vätskan

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin, Propylene Glycol.

Lagring/Hållbarhet

Lagras i normal rumstemperatur. Hållbarhet i oöppnad förpackning är 5 år. Öppnad förpackning ska användas omgående

Miljö

Ytterförpackning sorteras som förpackning av papper. Innerförpackningen sorteras som restavfall.

Artiklar

17140250

1 x 250 st

Ant/tp: 1



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750
www.lahega.se