




Näsgrimma

Näsgrimma, latex- och DEHP fri

Syrgasgrimma, vuxen, böjd, oxygenkoncentration mellan ca. 24-44%.

Rekomenderat flöde: 1-5 l/min, max 6 l/min.

slanglängd 2,1 m.

Osteril, för engångsbruk. Latex- och DEHP fri

Artikel-nummer	Beskrivning	Avd. förp.
10012512	vuxen, böjd, med raka kanyler	50
10012513	vuxen, böjd, med konformade kanyler	50

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2018-10