

Steriking® autoklaveposer med selvluk

Beskrivelse

Steriking er en serie miljøvenlige emballageprodukter, der bruges til damp og gas (Ethylenoxid)-sterilisering af utensilier. Alle poserne kan peel-åbnes nemt og sikkert. Påtrykte symboler viser den rigtige retning. Alle poser er forsynet med indikatorer trykt i svejsesømmen, og derved mindskes risikoen for kontaminering.



Anbefalet steriliseringstemperatur
3 min. ved 134° C eller
15 min. ved 121° C

Materialer

Steriking steriliseringsemballage består af 2 grundkomponenter:

- Transparent laminat (multilayer)
- Medicinsk papir

Multilayerfilmen er en transparent film bestående af 5 lag (PET/PP) alle med forskellige egenskaber. Laminaten produceres uden brug af opløsningsmidler. Det medicinske papir er meget stærkt med en gramvægt på 70 g pr. m2 og strukturen mindsker risikoen for fiberslip.

TEKNISKE DATA:

Multilayerfilm:	Polyester og polypropylen
Medicinsk papir:	70 g pr. m2
Svejsning:	3 separate svejsninger (spor)
Indikatorer:	Farveindikatorer for både damp og gas (ETO)

Sikkerhed

Steriking er fremstillet i overensstemmelse med De Europæiske Normer EN 868-5:2009, ISO 11607-1/2:2006 og opfylder FDA's krav. CE-mærket.

Opbevaring

Det anbefales, at produkterne opbevares i den originale emballage og at de ikke udsættes for direkte sollys og høj luftfugtighed.

Sortiment

Varenummer	Beskrivelse	REF.nr	Pakning
50-4209	AUTOKLAVEPOSE SELVLUK 90X200 MM	SS1	1.000 STK
50-4210	AUTOKLAVEPOSE SELVLUK 90X250 MM	SS2	1.000 STK
50-4211	AUTOKLAVEPOSE SELVLUK 130X270 MM	SS4	1.000 STK
50-4212	AUTOKLAVEPOSE SELVLUK 200X350 MM	SS5	1.200 STK
50-4213	AUTOKLAVEPOSE SELVLUK 250X400 MM	SS6	600 STK
50-4214	AUTOKLAVEPOSE SELVLUK 300X450 MM	SS7	600 STK

Der tages forbehold for trykfejl (juli 2012)