

# Doseringskapsyl

1 lit  
62526007

## Doseringskapsyl

Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig användning av rengöringsprodukter.

### Användning:

Till 1 liter flaska.

### Metod beskrivning:

Kläm på flaskan till önskad mängd. Töm i städhinken.

### Dosering:

För enkel dosering mellan 2-25 ml.



Doseringskapsyl

Användarvänlig

Exakt dosering

Färg:  
pH-värde:  
Densitet:  
Viskositet:  
Fosforhalt:  
Hållbarhet:  
Färommärkning:  
Enhetkartong: 10  
Enhetypall:  
Art nr: 62526007