

# ONEMED

## PRODUKTBLAD

### Urinbägarlock utan hål

Art nr. 209552



### Produktinformation

Beskrivning  
Specifikation

Urinbägarlock i PP utan hål  
Ø 70 mm, till urinbägare 21cl

Urinbägarlock polypropen plast, transparent. Passar till artikel  
urinbägare,1000153.

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Antal/avdelningsförpackning:</b> | <b>100</b>  |
| <b>Antal/transportlåda:</b>         | <b>3000</b> |
| <b>Enhet</b>                        | <b>ST</b>   |