



Tork Mild Flytande Tvål

Färg: Ljusgul



Fördel

- Perfekt för daglig handtvätt
- Rengör och förbättrar hudens tillstånd
- Hudvänlig, mild formelring
- Miljömärkt med EU Ecolabel
- Dermatologiskt testad
- Sluten refillflaska med engångspump för optimal hygien och enkel påfyllning



Produktegenskaper

Artikel	System	Appearance	Volym	Färg
420501	S1 - System Flytande Tvål	Pearling agent	1 l	Ljusgul

Beskrivning

Tork Mild Flytande Tvål är idealisk för vanlig handtvätt i till exempel toalettutrymmen på kontor, hotell, restauranger och offentliga utrymmen. Det är mild och krämig tvål som ger ett rikt och krämigt lödder och är ekonomisk att använda. Öppnad flaska kan lagras i 5 år. Bäst före datum är 12 månader efter att förpackningen öppnats.



Tork Mild Flytande Tvål

Färg: Ljusgul

Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN	7322540394085
Antal	1
Höjd	240 mm
Bredd	92 mm
Längd	92 mm
Volym	2.0 dm ³
Nettovikt	1030 g
Bruttovikt	1076 g

Transportförpackning

EAN	7322540394092
Antal	6
Konsumentförpackning	6
Höjd	260 mm
Bredd	196 mm
Längd	290 mm
Volym	14.8 dm ³
Nettovikt	6.2 kg
Bruttovikt	6.7 kg

Pall

EAN	7322540424157
Antal	480
Konsumentförpackning	480
Höjd	1450 mm
Bredd	800 mm
Längd	1200 mm
Volym	1.2 m ³
Nettovikt	494.4 kg
Bruttovikt	536.0 kg