



Tork Extra Mild Flytande Tvål

Färg: Vit



Fördel

- Perfekt för händer som tvättas ofta
- Ingen parfym och färgämnen vilket minimerar risken för allergiska reaktioner
- Rengör och förbättrar hudens tillstånd
- Erbjuder överlägsen hudvård
- Miljömärkt med EU Ecolabel
- Sluten refillflaska med engångspump för optimal hygien och enkel påfyllning



Produktegenskaper

Artikel	System	Appearance	Volym	Färg
420701	S1 - System Flytande Tvål	Pearling agent	1 l	Vit

Beskrivning

Tork Extra Mild Flytande Tvål passar känsliga händer som tvättas ofta. Det är mycket mild och krämig tvål som är dermatologiskt testad. Öppnad flaska kan lagras i 5 år. Bäst före datum är 12 månader efter att förpackningen öppnats.



Tork Extra Mild Flytande Tvål

Färg: Vit

Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN	7322540394368
Antal	1
Höjd	240 mm
Bredd	92 mm
Längd	92 mm
Volym	2.0 dm ³
Nettovikt	1030 g
Bruttovikt	1076 g

Transportförpackning

EAN	7322540394375
Antal	6
Konsumentförpackning	6
Höjd	260 mm
Bredd	196 mm
Längd	290 mm
Volym	14.8 dm ³
Nettovikt	6.2 kg
Bruttovikt	6.7 kg

Pall

EAN	7322540424171
Antal	480
Konsumentförpackning	480
Höjd	1450 mm
Bredd	800 mm
Längd	1200 mm
Volym	1.2 m ³
Nettovikt	494.4 kg
Bruttovikt	534.2 kg