

## PRODUKTBLAD



**Produktnamn:**

nutrifit®

**Beskrivning:**

Matningssond i Polyuretan 125 cm med ENFit koppling

| Art.nr    | Storlek | Avd.förp (st) | Transp.förp (st) |
|-----------|---------|---------------|------------------|
| I 362.047 | 4 Fr    | 25            | 300              |
| I 362.057 | 5 Fr    | 25            | 300              |
| I 362.067 | 6 Fr    | 25            | 300              |
| I 362.087 | 8 Fr    | 25            | 300              |
| I 362.107 | 10 Fr   | 25            | 300              |
| I 362.127 | 12 Fr   | 25            | 150              |
| I 362.147 | 14 Fr   | 25            | 180              |
| I 362.167 | 16 Fr   | 25            | 180              |
| I 362.187 | 18 Fr   | 25            | 180              |

**Material:**

PUR, PP  
Nutrifit konnektor – PVC

**Övrig information:**

Röntgentät med två laterala hål. Centimeter märkning från 5-70 cm. Stängd ände. Konnektor med lock. Lockets färg indikerar vilken storlek (Fr) sonden har. Kompatibel med ISO 80369-3. Rekommenderad användningstid 1-4 veckor.

**Produkten är CE-märkt:**

Ja