

DURAFIBER Ag är ett absorberande, nonwoven, silverhaltigt antimikrobiellt förband bestående av cellulosaetylsulfonatfibrer. Det joniserade silvret i förbandet ger en antimikrobiell verkan mot ett brett spektrum av vanliga sårpatogener och kan bidra till att minska den biologiska belastningen av bakterier samt risken för infektion.

DURAFIBER Ag är utformat för att snabbt bilda en genomskinlig, sval gel vid kontakt med sårvätska. Gelen absorberar överskottsvätska, kapslar in sårvätska från såret, tillhandahåller en fuktig miljö för att gynna autolytisk debridering, och formar sig tätt mot sårbädden.



Den höga integrerade våtstyrkan hos DURAFIBER Ag gör att den lätt kan avlägsnas i ett enda stycke från fuktiga sårbäddar och kavitetssår, så att trauma i såret och smärta för patienten minimeras.

DURAFIBER Ag kan användas i kombination med en rad täckningsförband, bl.a. [ALLEVYN[®]](#) och [PROFORE[®]](#). DURAFIBER Ag kan också användas med [OPSITE[®]](#) på lätt vätskande sår.

Beställningsinformation för DURAFIBER Ag förband

Storlek	Antal/fp	Varenr.
5x5cm	10	66800034 / 66800578
10x10cm	10	66800035 / 66800579
15x15cm	5	66800036 / 66800580
20x30cm	5	66800037 / 66800581
2x45cm	5	66800038 / 66800582
4x10cm	5	66800583
4x20cm	5	66800584
4x30cm	5	66800585