

GAMMEX® Latex Underglove

Pudder fri steril operasjonshanske i naturlateks

Utgivelsesdato 28-02-2017

PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale	Naturgummi lateks
Farge	Grønn
Form	Anatomisk
Mansjett	Rett mansjett med borrelås
Utvendig overflate	Mikroteksturert, klor- og silikonbehandlet
Innvendig overflate	Polyuretanbelagt og fuktbehandlet: HydraSoft belegg

FYSISKE EGENSKAPER

Tykkelse (enkel)	Finger	0,215
Typiske	Håndflate	0,200
gjennomsnittsverdier (mm)	Mansjett	0,200
Minimum lengde (mm)	295	
Styrke	Før aldring	Etter aldring
(Gjennomsnittsverdier)		
Forlengelse ved	828	848
bristepunkt (%)		
Bruddlast (N)	14,4	14,2

EMBALLASJE OG LAGRING

Emballasje	4 x 50 par / 200 par pr. kasse
Lagringsbestandighet	3 år
Lagringsinstruksjoner	Må ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevares tørt og kjølig. Unngå sollys, ozon-kilder og åpen flamme.

PRODUKTREFERANSER

Størrelse/produktkode	5.5	330050055	6	330050060
	6.5	330050065	7	330050070
	7.5	330050075	8	330050080
	8.5	330050085	9	330050090

NØKKELEGENSKAPER OG FORDELER

- Lett å ta på, også doble par
- Forbedret beskyttelse i kombinasjon med annen hanske
- Holder på fuktigheten, og tilfører fuktighet til huden
- Blågrønn

FABRIKASJONS- OG SIKKERHETSNORMER

AQL (Knappenålshull)	• Testet for vannetthet • Overholder Europeisk norm EN 455-1: Inspeksjonsnivå I AQL 1,5 • Fabrikasjon: Endelig godkjenning Inspeksjonsnivå I AQL 1,0 • I prosesskontroll før emballering: Inspeksjonsnivå II AQL 0,65
Innhold av proteiner	Meget lavt nivå: Typiske resultater < 30 µg/g for Modified Lowry & HPLC (EN 455-3)
Pyrogenisitet	Fravær av pyrogener i henhold til ISO 10993-11
Primær hudirritasjon	Ikke betegnet som primærirritant i henhold til FHSA regelverk 16 CFR 1500
Hudfølsomhet	Ingen tegn til forsinket hudkontakt i henhold til ISO 10993-10
Viruspenetrasjon	• Tilfredstiller ASTM F-1671 ved bruk av PhiX174 • Tilfredstiller LGM/CDRH (FDA) ved bruk av PhiX174
Sytostastisk permasjon	• ACPD testet under dynamiske forhold • EN374-3 gjennomslagstider oppgis på forespørsel
Sterilisering	25 kGy Gamma stråling
CE-merke	Medisinsk utstyr: Klasse IIa Personlig beskyttelsesutstyr: Kategori III
Produktnormer - samsvar	EN 455 deler 1, 2, 3, 4 EN 374 deler 1, 2, 3 EN 420
Fabrikasjonsnummer	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001
Registreringsmyndighet	British Standards Institution (0086) British Standards Institution (0086): PPE

PIKTOGRAMMER



EN374 EN374

Vennligst les bruksanvisningen

