



747400

Tork Tvättilapp

Förbättra patientvården med Tork Tvättilapp som passar perfekt när man tvättar patienten med vatten och en mild tvål.

- Tvättilapp av tåligt och mjukt tyg för hög effektivitet



Think ahead.

Tork Tvättblapp

Produktdata

System

Kvalitet
Advanced

Färg
Vit

Miljömärkningar/Fördelar



Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540001686	7322540001747	7322540589665
Förpacknings-material	Plastic	Carton	
Antal	120	2400 (20 CON)	67200 (28 TRP)
Bruttovikt	598 g	12.6 kg	352.94 kg
Höjd	95 mm	264 mm	1998 mm
Längd	120 mm	561 mm	1200 mm
Bredd	250 mm	386 mm	800 mm
Nettovikt	592.8 g	11.9 kg	331.97 kg
Volym	2.85 dm ³	57.17 dm ³	1.6 m ³