


# Provtagningspinne

## Regular flockad pinne

Art nr: CP502CS01, Peelpouch  
Art nr: CP552C, Rörförpackning



Beskrivning	Förpackningsstorlekar
<p>FLOQSwabs™ - ger bättre effektivitet och analyskänslighet och därmed högre kvalitet på provet.</p> <p>De vinkelräta flockade fibrerna ger en mycket effektiv absorption av provet och gör så att den frisläpper maximalt prov i flytande provtagningsmedium.</p> <p><i>Användningsområden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Molekylär bioteknik</li> <li>• Snabb/antigen tester</li> <li>• Mikrobiologi/Virus odling</li> <li>• DFA/IFA/Cytologi</li> </ul> <p>Brytpunkt: 80 mm 93/42/EEC 98/79/EEC</p> <p>ISO 13485 ISO9001:2008</p> <p>Patentnr: #1608268</p>	<p>Peelpouch alt rörförpackning 1000 st/ transp fp 10x100 st</p>