

## Doseringspump 1 Blå 5 ml, 5 ml 62526005

### Doseringspump

Doseringspump för 1-litersflaska. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig användning av rengöringsprodukter.

- Till 1-litersflaska
- Exakt dosering
- Återanvändningsbar

#### Användning

Till 0,5 och 1 liter flaskor med 28 mm gänga. 5 ml.  
Passar för produkter med pH mellan 4 - 10.

#### Metod

Ett fullt tryck ger rätt dosering.

#### Dosering

Blå, doserar 5 ml/tryck



Allmänt	Teknisk data	Leveransinformation
<b>Artikelnummer</b> 62526005	<b>Färg</b> Vit	<b>EAN13</b> 7319515260056
<b>Förpackning</b> 5 ml	<b>Hållbarhet</b> Minst hållbar i 30 månader	<b>Enhet/kartong</b> 420
<b>Varumärke</b> Nordex		<b>Enhet/pall</b> 5040
<b>Ursprungsland</b> Storbritannien		<b>Minsta lev. enhet</b> 12
		<b>Vikt/enhet</b> 23 g
		<b>Mått/enhet</b> 310x65x30 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på [www.nordexia.com](http://www.nordexia.com)