

Doseringspump 5 Blå 25 ml, 25 ml 62526003

Doseringspump

Doseringspump för 5 liter dunk. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig användning av rengöringsprodukter.

Användning

Till 5 liter dunk med 40 mm gänga. 25 ml.
Passar för produkter med pH mellan 4 - 10.

Metod

Ett fullt tryck ger rätt dosering.

Dosering

Blå, doserar 25 ml/tryck.

- Till 5 liter dunk
- Exakt dosering
- Återanvändningsbar



Allmänt	Teknisk data	Leveransinformation
Artikelnummer 62526003	Färg Vit	EAN13 7319515260032
Förpackning 25 ml	Hållbarhet Minst hållbar i 30 månader	Enhet/kartong 120
Varumärke Nordex		Enhet/pall 1440
Ursprungsland Storbritannien		Minsta lev. enhet 4
		Vikt/enhet 51 g
		Mått/enhet 385x120x50 mm

Produkten endast avsedd för professionellt bruk. Säkerhetsdatablad finns att tillgå på www.nordexia.com