

## CELLCOMBI SLIDE

Draglakan  
Traumalakan  
Operationslakan  
Bårlakan



- Allti-ett-produkt: Absorption - Spärrskikt - Glid/Styrka
- Hygieniskt alternativ till textilier, ersätter tygdrag, glidlakan och skyddsplast.
- Mycket starkt - förflyttning >300 kg
- Mjuk och absorberande med spärrskikt
- Håller brits/säng fräsch och underlättar vid rengöring
- Fri från latex och superabsorbenter vilket skapar förutsättningar för färre trycksår och är ett bättre alternativ för miljön
- Uppfyller kraven på fibersläpp enligt SSEN 13795
- Smidig förpackning i kartong med innerpåse, minskar tunga lyft och tar liten plats i förrådet
- Tillverkat i Sverige av hög andel förnyelsebar råvara
- Miljömärkt med Svanen



3023 0034

Artikelnr	Benämning	Mått (cm)	Antal/Kart	Absorptions/Spärrskikt
394001	Cellcombi Slide trauma/op-lakan med spärrskikt	100x240	30	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
394002	Cellcombi Slide draglakan med spärrskikt	100x150	24	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
394003	Cellcombi Slide draglakan med spärrskikt	78x170	50	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
394004	Cellcombi Slide draglakan med spärrskikt	78x140	40	Viskosbaserad nonwoven/PE-film
394006	Cellcombi Slide bår/brits/op-lakan med spärrskikt	78x240	30	Viskosbaserad nonwoven/PE-film

### TIPS PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Operation/Dagkirurgi
- Ambulans/Traumavagn
- Vårdavdelningar

- Ambulans/Akutmott/Röntgen