

KD-CAP®

KD-CAP®/KD-CAP® IN är avsedd att på ett säkert sätt stänga honkopplingar av luer-lockmodell.

KD-CAP® är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etylenoxid (EO).

Produktbeskrivning

- Avsedd att på ett säkert sätt låsa luer-lockkopplinga
- Ger ett säkert och sterilt förslutning för t.ex. IV-kanyler eller infusions slangar som inte används
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



REF	Färg	Modell	Antal i förpackning
762530	White	Cap	200

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
KD-Cap:	Polyeten (PE)	Medicinskt papper	Etylenoxid (EO)	DIN EN ISO 13485
		Transparent blisterförpackning PE/PA		EN 20594-1
				CE 0123
				klass I s