

Täckglas

Leverantör: VWR Collection



Glas av hydrolytisk klass 1

Tillverkadepassar för *in-vitro*-diagnostisk applikationer.

- ▶ Fria från blåsor och sprickor
- ▶ Rengjorda och polerade
- ▶ Rektangulära eller runda

Tjocklek: 0,13 - 0,16 mm

Förpackning: 100 st, förpackade i plastdispenser.

Artikelnr:

631-1575 24x60mm Nr 1

631-1574 24x50mm Nr 1

631-1567 18x18mm Nr 1

631-1571 24x24mm Nr 1

631-1570 22x22mm Nr 1