


Product Data Sheet

Testremsor, MColorpHast™

REF 1.09535.0001



Tryckt: 3.11.2016

REF		
1.09535.0001		
Material:		
Egenskaper:		Testremsor, MColorpHast™ Universal indicator strips pH-område 0-14; gradering 1 Testremsor med ett speciellt färgämne kovalent bundet till pappret som sedan fästs på plastremsor. Icke blödande - kontaminerar inte lösningen som testas Kvalitetssäkring - tester kontrolleras och kalibreras mot certifierade buffertlösningar
Steril produkt:		
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	100	
Avdelningsförpackning/st:	100	
Transportlåda/st:		