

Produktdatablad

Tillbehör

10-6184EU
Instrumentficka, steril



Page 1 (2)


Version: 27.10.2015, rev 1

Tryckt 11.5.2016

REF	Beskrivning	Storlek/färg
10-6184EU	Instrumentficka	50 x 25 cm

CE0434
Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter

[NATURAL LATEX FREE]



Material: PE film

REACH föreskrifter: Produkten som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Egenskaper: Instrumentficka 25 x 50 cm. Steril.

Hållbarhetstid: 5 år

Antal per förpackning: 50 st/dispenserlåda

MBE (minsta beställningsbara enhet): Transportlåda

Dispenserlåda: Kartong 28 x 18 x 18 cm

Transportförpackning: Kartong 30 x 19 x 19 cm

Packtejp: Transparent, PVC-fri

I enlighet med legala krav för: Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

Kvalitetskrav: Producerad i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485

Etikettinformation: I enlighet med EN ISO 15223-1, EN 980 och EN 1041

Produktdatablad

Tillbehör

10-6184EU
Instrumentficka, steril



Page 2 (2)

Version: 27.10.2015, rev 1

Tryckt 11.5.2016

Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Följ lokala föreskrifter
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.