



SympaCath

Latexkateter

Kvarliggande urinkateter

Kvarliggande urinkateter, hydrogelbelagd latex, nelatonspets, 2-vägs, gul, med färgindikering av storlek.

Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor. Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). Steriltid 5 år, för engångsbruk.

| Artikelnummer | Storlek ch | Ballong ml | Längd mm | Avd. förp. |
|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 180205-12 | 12 | 10 | 200 | 10 |
| 180205-14 | 14 | 10 | 200 | 10 |
| 180205-16 | 16 | 10 | 200 | 10 |
| 180205-18 | 18 | 10 | 200 | 10 |
| 180505-12 | 12 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-14 | 14 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-16 | 16 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-18 | 18 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-20 | 20 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-22 | 22 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-24 | 24 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-26 | 26 | 10 | 400 | 10 |
| 180505-28 | 28 | 10 | 400 | 10 |

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se